

Anti-Zeb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60315

Artikelnummer: CM0029518



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen ZEB2 (SIP1/ZFHX1B) gerichtet ist, einen Transkriptionsrepressor von E-Cadherin. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für EMT- und Chromatin-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZEB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIP1; SIP-1; ZFHX1B; HSPC082; SMADIP1; ZEB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9839
GenID	9839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1050-1214 von menschlichem ZEB2 (NP_055610.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60315
Protein-Gewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel