

Anti-Zfand3 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q9H8U3

Artikelnummer: CM0028052



Einführung

Anti-ZFAND3 polyklonaler Antikörper (Kaninchen-Herkunft) gegen rekombinantes humanes ZFAND3 (aa 1-227). Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für IHC-P und ELISA. UniProt Q9H8U3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFAND3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TEX27; ZFAND3
Spezies	Human
GeneID (Human)	60685
GeneID	60685
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-227 von humanem ZFAND3 (NP_068762.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8U3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Kühltasche