

Anti-Zfpm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ix07

Artikelnummer: CM0019158



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZFPM1 (FOG1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Essenziell für die erythroide und megakaryozytäre Differenzierung über die Interaktion mit GATA-Faktoren. Ideal für Forschung zur Hämatopoese und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFPM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	161882
Gen-ID	161882
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-230 des humanen ZFPM1 (NP_722520.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IX07
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel