

Anti-Zfpm2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ww38

Artikelnummer: CM0027250

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZFPM2 (FOG2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation, Herzmorphogenese und Gonadendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFPM2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DIH3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23414
Gen-ID	23414
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 982-1151 des humanen ZFPM2 (NP_036214.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8WW38
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Kühlakku