

Anti-Zfx Polyklonaler Antikörper Für Wb - P17010

Artikelnummer: CM0020792

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZFX, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zinkfinger-X-chromosomales Protein, ein wahrscheinlicher transkriptioneller Aktivator.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFX Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF926; ZFX
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7543
GeneID	7543
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-380 von humanem ZFX (NP_003401.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17010
Protein-Gewicht	91kDa
Versand	Eistüte