


Anti-Zfyve9-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095405

Artikelnummer: CM0024975



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZFYVE9 (SARA), geeignet für WB und ELISA. Zielt auf das frühe endosomale Protein ab, das an der TGF- β -Signalübertragung und der SMAD-Lokalisierung beteiligt ist. Ideal für die Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZFYVE9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9372
GenID	9372
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem ZFYVE9 (NP_004790.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95405
Proteingewicht	156kDa
Versand	Eisbeutel