

Anti-Zgpat Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N5A5

Artikelnummer: CM0024457



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZGPAT für WB- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. ZGPAT ist ein transkriptioneller Repressor mit Tumorsuppressor-Potenzial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZGPAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZIP; ZC3H9; GPATC6; GPATCH6; ZC3HDC9; KIAA1847; ZGPAT
Spezies	Human
GeneID (Human)	84619
GeneID	84619
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 213-272 von humanem ZGPAT (NP_115916.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8N5A5
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel