


Anti-Zink-A2-Glykoprotein (Zag/Azgp1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25311

Artikelnummer: CM0002854



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Zink- α 2-Glykoprotein (ZAG/AZGP1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Untersuchung von Lipidabbau und krebsassoziiertem Fettverlust. UniProt: P25311.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zink- α 2-Glykoprotein (ZAG/AZGP1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ZAG; ZA2G; Zink- α 2-Glykoprotein (ZAG/AZGP1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	563
Gen-ID	563
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Zink- α 2-Glykoproteins (ZAG/AZGP1) (P25311) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P25311
Protein-Gewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel