


Anti-Zink-A2-Glykoprotein (Zag/Azgp1) Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - P25311

Artikelnummer: CM0028633



Einführung

Zink- α 2-Glykoprotein (ZAG/AZGP1) Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für WB und ELISA. Erfasst menschliches und murines ZAG, ein sezerniertes lipidmobilisierendes Faktor, das mit Krebskachexie in Verbindung gebracht wird. Ideal für Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zink- α 2-Glykoprotein (ZAG/AZGP1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZAG; ZA2G; Zink- α 2-Glykoprotein (ZAG/AZGP1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	563
Gen-ID	563
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P25311
Proteinmasse	34kDa
Versand	Eisbeutel