

Anti-Zip12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q504Y0

Artikelnummer: CM0021817

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen ZIP12-Zinktransporter. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Zinktransport, zur Neurulation und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zip12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
Spezies	Human
Gen-ID	221074
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SLC39A12 (NP_001138667.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q504Y0
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eistasche