

Anti-Zip14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15043

Artikelnummer: CM0015545

Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ZIP14, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Metallionentransports und der Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZIP14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
Spezies	Human
GenelD	23516
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humanem ZIP14 (NP_001121903.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15043
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche