


Anti-Zmat2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Nc0

Artikelnummer: CM0013282



Einführung

Kaninchen anti-human ZMAT2 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf ZMAT2, eine Spleißosom-Komponente, geeignet für Studien zum prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZMAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	153527
Gen-ID	153527
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-199 von humanem ZMAT2 (NP_653324.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NC0
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel