


Anti-Zmat2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Nc0

Artikelnummer: CM0015341



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen ZMAT2 gerichtet ist, eine Komponente des Spleißosoms, die am prä-mRNA-Spleißen beteiligt ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Spleißen und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZMAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	153527
Gen-ID	153527
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-199 von menschlichem ZMAT2 (NP_653324.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NC0
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel