

Anti-Zmpste24 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75844

Artikelnummer: CM0023826



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZMPSTE24, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Lamin A-Verarbeitung, der Kernhüllendynamik und antiviraler Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZMPSTE24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HGPS; PRO1; FACE1; RSDM1; STE24; FACE-1; Ste24p; ZMPSTE24
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10269
GeneID	10269
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem ZMPSTE24 entspricht (NP_005848.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75844
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel