

Anti-Zmsnf2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - A0A3L6Fqf6

Artikelnummer: CM0018771

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Mais ZmSNF2 (UniProt A0A3L6FQF6), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der Chromatinremodellierung bei Mais. Rekombinantes Protein als Immunogen, Versand mit Eisbeutel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZmSNF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
Art	Mais
Gen-ID	103652266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 901-1089 von Mais ZmSNF2 enthält XP_020405944.1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mais
SWISS	A0A3L6FQF6
Proteinmolekulargewicht	155 kDa
Versand	Eisbeutel