


Anti-Zmynd8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ulu4

Artikelnummer: CM0024760



Einführung

Anti-ZMYND8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes ZMYND8, einen „Chromatin Reader“, der an der transkriptionellen Regulation, der DNA-Reparatur und der Tumorsuppression beteiligt ist. Ideal für Epigenetik und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZMYND8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23613
Gen-ID	23613
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die die Aminosäuren 959-1188 von humanem ZMYND8 (NP_898868.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9ULU4
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Eisbeutel