


Anti-Zmynd8 Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ip, Elisa - Q9ULu4

Artikelnummer: CM0021618



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ZMYND8. Validiert für WB, IP und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für die Erforschung von Chromatin-Readern, Transkriptionsregulation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	[KO-validiert] ZMYND8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23613
GeneID	23613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 959-1188 des humanen ZMYND8 (NP_898868.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9ULU4
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Kühlakku