

Anti-Znf10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21506

Artikelnummer: CM0028336

Einführung

Hochwertiges ZNF10-Kaninchen-pAb für Western Blot und ELISA, erkennt menschliches Zinkfingerprotein 10 (ZNF10/KOX1), ein mutmaßlicher Transkriptionsregulator. Geeignet für Chromatin- und Genregulationsforschung. SWISS: P21506.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOX1; ZNF10
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	7556
GenID	7556
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 474-573 von menschlichem ZNF10 (NP_056209.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21506
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel