

Anti-Znf10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21506

Artikelnummer: CM0019062

Einführung

ZNF10 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB- und ELISA-Anwendungen in humanen Proben validiert wurde. Er zielt auf das Zinkfingerprotein ZNF10 (KOX1) ab, einen Transkriptionsregulator mit einem Molekulargewicht von 66kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KOX1; ZNF10
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7556
GeneID	7556
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem ZNF10 (NP_056209.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21506
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eistüte