

Anti-Znf124 (Hzf-16) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15973

Artikelnummer: CM0015554

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen ZNF124 (HZF-16), geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF124 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	7678
Gen-ID	7678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-200 von humanem ZNF124 (NP_001284497.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15973
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eistasche