

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Znf133-Antikörper Für Wb, Elisa - P52736

Artikelnummer: CM0014310

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ZNF133 (Zinkfingerprotein 133), validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Transkriptionsregulation und die Entwicklung von IVD-Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF133-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7692
Gen-ID	7692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-220 des humanen ZNF133 (NP_003425.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52736
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku