

## Anti-Znf134 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52741

Artikelnummer: CM0023788

### Einführung

Anti-ZNF134 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist das humane Zinkfingerprotein 134, ein mutmaßlicher transkriptioneller Regulator. Geeignet für Forschungs- und diagnostische Anwendungen. UniProt P52741.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ZNF134 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | pHZ-15; ZNF134                                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Human)    | 7693                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 7693                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 73-170 von humanem ZNF134 (NP_003426.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS             | P52741                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                     |