

Anti-Znf141 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q15928

Artikelnummer: CM0014237

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF141, geeignet für IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der Gliedmaßenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF141 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	D4S90; pHZ-44; ZNF141
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7700
GeneID	7700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 405-474 von humanem ZNF141 (NP_003432.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15928
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche