

Anti-Znf143 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - P52747

Artikelnummer: CM0019858

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF143 (SPH-bindender Faktor/hStaf) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Transkriptionsregulation und mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF143 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
Spezies	Mensch
GenID	7702
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 437-638 des humanen ZNF143 (NP_003433.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52747
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel