

Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17020

Artikelnummer: CM0021011

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ZNF16 (HZF1/KOX9) gerichtet ist, einen Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der am Zellzyklus und an der Apoptose beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit humanen Spezies. 76 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HZF1, KOX9, ZNF16
Spezies	Mensch
Gen-ID	7564 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von humanem ZNF16 (NP_008889.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17020
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel