

## Anti-Znf177 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

Artikelnummer: CM0014007

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ZNF177 gerichtet ist und für IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur transkriptionellen Regulation in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ZNF177 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | PIGX; ZNF177                                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 7730                                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 7730                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-110 von menschlichem ZNF177 (NP_003442.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | Q13360                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 55 kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |