

Anti-Znf182 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17025

Artikelnummer: CM0023898

Einführung

Hochwertiger Anti-ZNF182-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Human-, Maus- und Ratten-Spezies. Erkennt den Transkriptionsregulator Zinkfingerprotein 182.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF182 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-210 von humanem ZNF182 (NP_001171570.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17025
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel