

Anti-Znf195 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14628

Artikelnummer: CM0026020

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen ZNF195 (SWISS O14628), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und der Biologie von Zinkfingerproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF195 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRF1; ZNFP104; ZNF195
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7748
Gen-ID	7748
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem ZNF195 (NP_001123991.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14628
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel