

Monoklonaler Anti-Znf20-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17024

Artikelnummer: CM0008078

Einführung

Monoklonaler Anti-ZNF20-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Erkennt humane, Maus- und Rattenproteine. Das Zielprotein ist ZNF20 (KOX13), ein 62-kDa-Zinkfinger-Transkriptionsfaktor. Ideal für die Erforschung der Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF20-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	KOX13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7568
GeneID	7568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 51-118 des humanen ZNF20 (NP_066966.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17024
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel