

Anti-Znf20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17024

Artikelnummer: CM0030654

Einführung

ZNF20 Kaninchen-pAk (humanes ZNF20/KOX13, Gen-ID 7568) für Western Blot, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF20 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	KOX13; ZNF20
Spezies	Mensch
Gen-ID	7568 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-200 von humanem ZNF20 (NP_066966.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17024
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel