

Anti-Znf20 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17024

Artikelnummer: CM0007208

Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen das humane Zinkfingerprotein 20 (ZNF20/KOX13) gerichtet ist und für WB, IF-P, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt Maus- und Ratten-Orthologe. Nützlich für Studien zur transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZNF20 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	KOX13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7568
Gen-ID	7568
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 51-118 von humanem ZNF20 (NP_066966.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P17024
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel