

Anti-Znf207 (Bugz, Hbugz) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43670

Artikelnummer: CM0023129

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF207 (BuGZ, hBuGZ), validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Für Forschung zu Spindelassemblierung und Chromosomenausrichtung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF207 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BuGZ; hBuGZ; ZNF207
Spezies	Human
Gen-ID	7756
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-85 von humanem ZNF207 (NP_003448.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43670
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel