

Polyklonaler Anti-Znf213-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14771

Artikelnummer: CM0021792

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF213 (CR53/ZKSCAN21), validiert für WB, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und nukleärer Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF213-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7760
GeneID	7760
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 132-459 des humanen ZNF213 (NP_004211.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14771
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku