

Anti-Znf22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17026

Artikelnummer: CM0014170

Einführung

ZNF22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches ZNF22 und kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur transkriptionellen Regulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7570
Gen-ID	7570
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-224 von menschlichem ZNF22 (NP_008894.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P17026
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel