

Anti-Znf23 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17027

Artikelnummer: CM0014443

Einführung

Hochwertiger polyclonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ZNF23 (KOX16, ZNF359, ZNF612), validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation und embryonalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7571
GenID	7571
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-220 des humanen ZNF23 (NP_666016.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17027
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel