

Anti-Znf248-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ndw4

Artikelnummer: CM0012977

Einführung

Anti-ZNF248-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielprotein ist das humane Zinkfingerprotein 248, ein mutmaßlicher Transkriptionsregulator. Geeignet für die Transkriptionsforschung und den Proteinnachweis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF248-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	bA162G10.3; ZNF248
Art	Mensch
GeneID	57209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-110 des humanen ZNF248 (NP_066383.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NDW4
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku