

Anti-Znf259 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075312

Artikelnummer: CM0003059

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen ZNF259 (ZPR1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Untersuchung der Zellzyklusregulation und SMN1-Lokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF259 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GKAF; ZNF259
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8882
Gen-ID	8882
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 360-459 von humanem ZNF259 (075312) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	075312
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel