

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Znf263-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14978

Artikelnummer: CM0022469

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch gegen ZNF263 gerichtet ist, einen KRAB/SCAN-Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der die Genexpression durch Chromatinmodifikation reprimiert. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der Transkriptionsregulation und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF263 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10127
GeneID	10127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-240 des humanen ZNF263 (NP_005732.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14978
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku