

Anti-Znf264 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043296

Artikelnummer: CM0021162

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF264 (043296). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation, DNA-Bindung und Kernproteine. Zuverlässige Beschaffung von IVD-Rohstoffen bei CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF264 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9422
Gen-ID	9422
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 des humanen ZNF264 enthält. (NP_003408.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	043296
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel