

Anti-Znf268 (Hzf3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14587

Artikelnummer: CM0012962



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ZNF268 (HZF3), einen an der Krebsentstehung und antiviralen Signalübertragung beteiligten Transkriptionsrepressor. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF268-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	HZF3; ZNF268
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10795
GeneID	10795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des menschlichen ZNF268 (NP_001159353.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14587
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Kühlakku