

Anti-Znf273 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14593

Artikelnummer: CM0015795

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF273 (HZF9), validiert für WB und ELISA. Ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der im Zellkern lokalisiert ist und für die Forschung zur transkriptionellen Regulation geeignet ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZNF273 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HZF9; ZNF273
Spezies	Human
GenID (Human)	10793
GenID	10793
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-260 von humanem ZNF273 (NP_066971.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14593
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel