

Anti-Znf296 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wuu4

Artikelnummer: CM0014609

Einführung

ZNF296 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Zinkfingerproteinen und KLF4-Interaktionen. Forschungs-Rohmaterial für IVD.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF296 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZFP296; ZNF342; ZNF296
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	162979
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen ZNF296 (NP_660331.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WUU4
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel