

Anti-Znf302 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr11

Artikelnummer: CM0020400

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF302 (Zinkfingerprotein 302), geeignet für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF302 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55900
Gen-ID	55900
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 90-200 von humanem ZNF302 (NP_060913.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9NR11
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel