

Anti-Znf324 Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75467

Artikelnummer: CM0020726

Einführung

ZNF324 Kaninchen pAb für humanes ZNF324, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Transkriptionsregulation und Untersuchungen zur Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF324 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; Zinkfingerprotein 324
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25799
GeneID	25799
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 271-553 von humanem ZNF324 (NP_055162.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75467
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel