

Anti-Znf331 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqx6

Artikelnummer: CM0015096

Einführung

Anti-ZNF331 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA; detektiert ZNF331 bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf einen hodenspezifischen Transkriptionsfaktor ab, der potenziell an der Spermatogenese beteiligt ist. UniProt-ID: Q9NQX6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF331 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55422
Gen-ID	55422
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-130 des menschlichen ZNF331 (NP_061025.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQX6
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel