

Anti-Znf333 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96JL9

Artikelnummer: CM0017766

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ZNF333. Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit ZNF333 von Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF333 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF333
Spezies	Mensch
Gen-ID	84449
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-303 von humanem ZNF333 enthält (NP_001287841.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96JL9
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel