

Anti-Znf346 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UI40

Artikelnummer: CM0025993



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ZNF346 (JAZ-Zinkfingerprotein). Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal für die Erforschung von RNA-Bindung und nukleolärer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF346 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JAZ; Zfp346; ZNF346
Spezies	Human
GeneID (Human)	23567
GeneID	23567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-294 von humanem ZNF346 (NP_036411.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UL40
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel