

Anti-Znf408 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q9H9D4

Artikelnummer: CM0027463

Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZNF408, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur transkriptionellen Regulation und Netzhauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF408 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	EVR6; RP72; ZNF408
Spezies	Mensch
GenID	79797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 471-720 von humanem ZNF408 (NP_079017.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9D4
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel