

Anti-Znf416 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwm5

Artikelnummer: CM0017953

Einführung

CamelBio bietet einen anti-ZNF416 Kaninchen-Polyklonalantikörper an, der für IHC-P, IF/ICC und ELISA geeignet ist. Erkennt humanes, murines und rattus ZNF416, einen mechanosensitiven transkriptionellen Aktivator in der Fibroblasten-Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF416 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF416
Spezies	Human
GeneID	55659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 495-594 von humanem ZNF416 (NP_060349.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BWM5
Protein-Gewicht	67kDa
Versand	Eistasche