

Anti-Znf426 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Buy5

Artikelnummer: CM0019222

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ZNF426-Antikörper für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Ziel ist ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. UniProt Q9BUY5, 63 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF426 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K-RBP; ZNF426
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	79088
Gen-ID	79088
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BUY5
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche